



## 重要通知

### 關於萊析樂居家新冠病毒核酸檢測組有效期限

親愛的客戶，感謝您的訂購。我們將為您說明關於萊析樂居家新冠病毒核酸檢測組有效期限的最新資訊。

目前，萊析樂居家新冠病毒核酸檢測組的最新有效期限為 12 個月，對於新冠病毒核酸檢測，FDA 只允許製造商根據實際的產品穩定性測試時間宣告有效期限。截至 2021 年 9 月 1 日，Lucira 已經完成了 12 個月效期的實際時間產品穩定性測試。

您將在每個萊析樂居家新冠病毒核酸檢測組外包裝盒底部找到最新的產品效期貼紙。每個外包裝盒上所註明的有效日期是更新後的正確效期，**每個測試套件中所附的內部元件包裝可能標註的是原始 6 個月(9 個月)效期的標籤**，現在效期已額外再延長 3 個月，所有內部測試套件元件的有效日期請以產品外盒上所註明的更新有效日期為主。

原始外盒有效期限	展延後有效期限	原始外盒有效期限	展延後有效期限
2021 年 6 月	2021 年 9 月	2021 年 12 月	2022 年 3 月
2021 年 7 月	2021 年 10 月	2022 年 1 月	2022 年 4 月
2021 年 8 月	2021 年 11 月	2022 年 2 月	2022 年 5 月
2021 年 9 月	2021 年 12 月	2022 年 3 月	2022 年 6 月
2021 年 10 月	2022 年 1 月	2022 年 4 月	2022 年 7 月
2021 年 11 月	2022 年 2 月	2022 年 5 月	2022 年 8 月

請注意，我們也正在進行產品的加速老化測試，目前顯示產品穩定性可達到 18 個月。我們將繼續我們的實際時間穩定性測試，直到我們產品的有效期限達到 18 個月。

如果您有任何問題，請撥 0809-099-623 與我們聯繫

謝謝

萊析樂團隊